



PAL32210

PÄDIATRISCHER EINWEG-BEATMUNGSBEUTEL AUS GUMMI OB

- Nicht-autoklavierbarer Beatmungsbeutel aus Gummi für Kinder
- Fassungsvermögen 500 mL
- Patientenventil mit drehbarem Anschluss um 360°
- Einstellbares Überdrucksicherheitsventil
- Kann mit einem Keimtötungsmittel desinfiziert werden
- EG-Zertifikat der Klasse IIa

DIR/QM - Rev. 02_30/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl