



VAL40902

WIEDERBELEBUNGSKOFFER SILIKON-BEUTEL

- Koffer aus ABS mit durchsichtigem Deckel und Wandhalterung mit:
 - 1 autoklavierbarer Beatmungsbeutel aus Silikon
 - 3 Beatmungsmasken aus Silikon
 - 1 Reservoirbeutel und 1 Sauerstoffschlauch
 - 5 Guedeltubi
- Abmessungen: ca. 39,5x13,5x26 (h) cm
- Gewicht: ca. 2,3 kg

DIR/QM – Rev. 02_30/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl