



VAL40902

WIEDERBELEBUNGSKOFFER SILIKON-BEUTEL

- Koffer aus ABS mit durchsichtigem Deckel und Wandhalterung
- 1 autoklavierbarer Beatmungsbeutel aus Silikon
- 3 Beatmungsmasken aus Silikon
- 1 Reservoirbeutel und 1 Sauerstoffschlauch
- 5 Güdeltubi
- Abmessungen: circa 39,5x13,5x26 (h) cm
- Gewicht: circa 2,3 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl