



#### VAL43000

### NOTFALLKOFFER IN ALUMINIUM, TYP B LEER\*

- Aus eloxiertem Aluminium gefertigt
- Hohe Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer
- Modulsystem aus thermogeformten Einsätzen, einfach zu waschen und desinfizieren
- Halterungen für Sauerstoffflaschen ( 1 oder 2 Liter)
- Die thermogeformte Innenschale kann herausgenommen werden und enthält eine Ampullenleiste (max. 60 Ampullen)
- Abmessungen: ca. 52x36x24 (h) cm
- Gewicht: ca. 7,6 kg
- Leer geliefert

*DIR/QM – Rev. 02\_20/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl