



M03.1.003

SCHUTZFILTER FÜR ABSAUGGERÄT*

- Einweg-Schutzfilter mit Filterträger aus PTFE und hermetischem Styrolbehälter
- Maximaler Flüssigkeitseinlassdruck (mit Wasser getestet): 16 psi
- Filter- und antibakterielle Kapazität: >99,9999%. Filterfläche: 24,9 cm².
- Das Gerät wird einzeln verpackt und verkauft.
- Kann als Alternative zum BSU999-Filter verwendet werden, wie auch in der IFU des Geräts angegeben
- CE Medizinprodukt

DIR/QM - Rev. 02_27/07/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl