



## **VAL40905**

## **VALIGIA DI RIANIMAZIONE PVC MONOUSO**

- Koffer aus ABS mit durchsichtigem Deckel und Wandhalterung
- 1 Einweg-Beatmungsbeutel aus PVC
- 3 Einweg-Beatmungsmasken
- 1 Reservoirbeutel und 1 Sauerstoffschlauch
- 5 Güdeltubi
- Abmessungen: circa 39,5x13,5x26 (h) cm
- Gewicht: circa 2,2 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl