



IMM120214

ANATOMISCHE VAKUUMSCHIENE

- Vakkumschiene Arm und Knöchel, passt sich anatomisch sehr gut an
- Schnelle und schmerzfreie Ruhigstellung aller Arten von Frakturen, auch von komplizierten Frakturen
- Fixiert, aber komprimiert nicht und ermöglicht eine normale Blutzirkulation
- Hochfestes Gewebe, leicht waschbar
- Ausgestattet mit:
 - Kunststoff-Saugventil an der Außenseite
 - Reißfester und wasserdichter Gewebeschutzbeutel mit Schnellverschlussystem
 - Vollständig röntgendurchlässig
 - Abmessungen: ca. 68x38x53 cm
 - Gewicht: ca. 0,8 kg
 - CE-Medizinprodukt

DIR/QM – Rev. 02_21/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl