









BOR87040

OXIBAG BLUE*

- Gepolsterte Tasche für Sauerstoffflasche
- Wasserdichtes, starkes und reißfestes PVC-Gewebe
- Dank seiner Form und Polsterung kann die Sauerstoffflasche sicher untergebracht, geschützt und transportiert werden
- Geeignet für 1 oder 2 I Sauerstoffflaschen
- Abmessungen: ca. 54x23x24 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg

DIR/QM - Rev. 01_26/07/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl