



**BOR87043**

### **OXIBAG CORDURA ROT 3\***

- Gepolsterte Tasche für Sauerstoffflasche
- Starkes, reißfestes Nylongewebe
- Dank der Form und der Polsterung kann die Sauerstoffflasche absolut sicher untergebracht, geschützt und transportiert werden
- Geeignet für 2 oder 3 l Sauerstoffflaschen
- Abmessungen: ca. 65x23x24 cm
- Gewicht: ca. 0,91 kg

*DIR/QM – Rev. 01\_26/07/2023*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl