



**11814102010**

## **ENDOTRACHEALTUBUS STERIL CH26 6,5 MM**

- Endotrachealer Tubus mit Cuff aus Kunststoff
- Sperrventil, Standard-Verbindungsstück gemäß ISO-Norm
- Ringmarkierung, Röntgenkontraststreifen, atraumatisch eingezogene Spitze
- Steril verpackt geliefert
- Größe: Ø 6,5 x 295 mm

*DIR/QM – Rev. 02\_06/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl