



11814102011

## ENDOTRACHEALTUBUS STERIL CH28 7,0 MM

- Endotrachealer Tubus mit Cuff aus Kunststoff
- Sperrventil, Standard-Verbindungsstück gemäß ISO-Norm
- Ringmarkierung, Röntgenkontraststreifen, atraumatisch eingezogene Spitze
- Steril verpackt geliefert
- Größe: Ø 7,0 x 310 mm

DIR/QM – Rev. 02\_06/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl