



**1515TG**

## **KATHETER MOUNT**

- Leichte, transparente Gänsegurgel für den Einmalgebrauch und für nur einen Patienten
- Verbindungsstücke mit optimalem Halt
- Extrem flexibel und druckfest
- Kann um 360° gebogen werden ohne den Inhalt zu verändern,
- Latexfrei und phthalatfrei
- Verbindungsstücke gemäß ISO-Norm

*DIR/QM – Rev. 02\_06/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl