



**DIA100415**

## **OPHTHALMOSKOP F.O. SCHWARZ**

- Ophthalmoskop mit verschraubtem Kopf, Korrekturgläser von 0 bis +20 und 0 bis -20 Dioptrien mit 5 verschiedenen Blendenöffnungen
- Halogen-Beleuchtung mit Lichtleiter und 2,5V-Lampe
- Batteriehaltergriff aus Metall/Kunststoff für 2 AA-Batterien (nicht enthalten)
- Geliefert mit stoßfestem Kunststoffetui
- Es handelt sich um ein CE-Medizinprodukt
- Die Messungen müssen unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden.

*DIR/QM - Rev. 02\_04/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl