



RIA50816

INTUBATION BAG KINDER KOMPLETT W.L.*

- Tasche aus blauem Gewebe für Intubation
- Inhalt:
 - Laringoskop für Kinder mit konventionellem Licht und 3 Spateln 0-1-2
 - Zange Magill
 - Zange Pean
 - Schere
 - Endotracheal-Tubus
 - 3 Güdel-Tuben
 - Spritze
 - Mundspreizer
 - Pflasterrolle
 - Mandrin
- Maße: 32x22x7,5h cm ca.
- Set bestehend aus CE-gekennzeichneten Medizinprodukten

DIR/QM – Rev. 02_11/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl