







RIA50816

INTUBATION BAG KINDER KOMPLETT W.L.*

- Tasche aus blauem Gewebe für Intubation
- Inhalt:
- Laringoskop für Kinder mit konventionellem Licht und 3 Spateln 0-1-2
- Zange Magill
- Zange Pean
- Schere
- Endotracheal-Tubus
- 3 Güdel-Tuben
- Spritze
- Mundspreizer
- Pflasterrolle
- 2 Wendl-Tuben
- Mandrin
- Maße: 32x22x7,5h cm ca.

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl