



**RIA50816**

## **INTUBATION BAG KINDER KOMPLETT W.L.\***

- Tasche aus blauem Gewebe für Intubation
- Inhalt:
  - Laringoskop für Kinder mit konventionellem Licht und 3 Spateln 0-1-2
  - Zange Magill
  - Zange Pean
  - Schere
  - Endotracheal-Tubus
  - 3 Güdel-Tuben
  - Spritze
  - Mundspreizer
  - Pflasterrolle
  - Mandrin
- Maße: 32x22x7,5h cm ca.
- Set bestehend aus CE-gekennzeichneten Medizinprodukten

DIR/QM – Rev. 02\_11/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl