



RIA50825

INTUBATION BAG KINDER KOMPLETT K.L.

- Tasche aus blauem Gewebe für Intubation
- Inhalt:
 - 1 Laringoskop F.O. für Kinder mit 3 Spateln 0-1-2
 - 1 Zange Magill
 - 1 Zange Pean
 - 1 Schere
 - 4 Endotracheal-Tuben
 - 3 Güdel-Tuben
 - 1 Spritze
 - 1 Mundspreizer
 - 1 Pflasterrolle
 - 1 Mandrin
- Maße: 32x22x7,5h cm ca.
- Set bestehend aus CE-gekennzeichneten Medizinprodukten

DIR/QM – Rev. 02_11/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl