



## **RIA53000**

## LARYNGOSKOPIE SET W.L. 3 SPATEL MC 1/2/3

- McIntosh-Laryngoskop mit Warmlicht, aus Metall
- 3 McIntosh-Spatel (1-2-3), Standardgriff
- Akkurates Finishing
- Autoklavierbar
- Mit einer praktischen Schutzhülle in Zylinderform
- Im Handgriff finden 2 Typ-C Batterien platz, (die aber nicht enthalten sind)
- CODE RDM 26383/R

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl