



**RIA53000**

### **LARYNGOSKOPIE SET W.L. 3 SPATEL MC 1/2/3**

- McIntosh-Laryngoskop mit Warmlicht, aus Metall
- Bestehend aus 3 Mc Intosh-Klingen (1-2-3), Standardgriff, fein verarbeitet
- Autoklavierbar
- Mit einer praktischen Schutzhülle in Zylinderform
- Im Handgriff finden 2 Typ-C Batterien platz, (die aber nicht enthalten sind)

*DIR/QM – Rev. 02\_11/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl