



**RIA53004**

### **LARYNGOSKOP.SET W.L. 4 SPATEL MC 0/1/2/3**

- McIntosh-Laryngoskop mit Warmlicht, aus Metall
- Bestehend aus 4 Klingen vom Typ Mc Intosh (0-1-2-3), Standardgriff, fein verarbeitet
- Autoklavierbar
- Mit einer praktischen Schutzhülle in Zylinderform
- Im Handgriff finden 2 Typ-C Batterien platz, (die aber nicht enthalten sind)

*DIR/QM – Rev. 02\_11/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl