



**RIA53100**

### **LARYNGOSK.SET W.L. 3 SPATEL MILLER 0/1/2**

- Miller-Warmlicht-Laryngoskop aus Metall
- Bestehend aus 3 geraden Miller-Klingen (0-1-2), kleiner Griff, fein verarbeitet
- Autoklavierbar
- Mit einer praktischen Schutzhülle in Zylinderform
- Im Handgriff finden 2 AA-Batterien platz, (die aber nicht enthalten sind)

*DIR/QM – Rev. 02\_11/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl