



RIA53100

LARYNGOSK.SET W.L. 3 SPATEL MILLER 0/1/2

- Miller-Warmlicht-Laryngoskop aus Metall
- Bestehend aus 3 geraden Miller-Klingen (0-1-2), kleiner Griff, fein verarbeitet
- Autoklavierbar
- Mit einer praktischen Schutzhülle in Zylinderform
- Im Handgriff finden 2 AA-Batterien platz, (die aber nicht enthalten sind)

DIR/QM – Rev. 02_11/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl