



**RIA53130**

**LARYNGOSKOPIEGRIFF KLEIN W.L.**

- Kleiner Griff für Warmlicht-Laryngoskope
- Aus Inox-Stahl
- Abmessungen: Ø 20x155 mm
- Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)

*DIR/QM - Rev. 02\_23/04/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl