



RIA53200

LARYNGOSKOPIE SET K.L. 3 SPATEL MC 1/2/3

- Mc Intosh Faseroptisches Laryngoskop aus rostfreiem Stahl
- Bestehend aus 3 F.O. Mc Intosh Spateln (1-2-3), Standardgriff, fein verarbeitet
- 2,5V Halogenbeleuchtung im Spatel, was die Sterilisation vereinfacht
- Mit einer praktischen Schutzhülle in Zylinderform
- Im Handgriff finden 2 Typ-C Batterien platz, (die aber nicht enthalten sind)

DIR/QM – Rev. 02_11/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl