



RIA53300

LARYNGOS.SET KIN.K.L.2 SPATEL MILLER 0/1

- Miller-Laryngoskop mit Fiber Optik, für Kinder, aus Inox-Stahl gefertigt
- Bestehend aus 2 Miller F.O. Klingen (0-1), kleiner Griff, fein verarbeitet
- 2,5V Halogenbeleuchtung im Spatel, was die Sterilisation vereinfacht
- Mit einer praktischen Schutzhülle in Zylinderform
- Im Handgriff finden 2 AA-Batterien platz, (die aber nicht enthalten sind)

DIR/QM – Rev. 02_11/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl