



**RIA53304**

### **LARYNGOS.SET KIN.K.L.3 SPAT.MILLER 0/1/2**

- Miller-Laryngoskop mit Fiber Optik, für Kinder, aus Inox-Stahl gefertigt
- Bestehend aus 3 Miller-Spatel F.O. (0-1-2), kleiner Griff, fein verarbeitet
- 2,5V Halogenbeleuchtung im Spatel, was die Sterilisation vereinfacht
- Mit einer praktischen Schutzhülle in Zylinderform
- Im Handgriff finden 2 AA-Batterien platz, (die aber nicht enthalten sind)

*DIR/QM – Rev. 02\_11/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl