



**RIA53330**

### **LARYNGOSKOPIEGRIFF KLEIN K.L.**

- Kleiner Griff für Laryngoskope mit Fiber Optik
- Aus Inox-Stahl
- Abmessungen: Ø 20x152 mm
- Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)

*DIR/QM - Rev. 02\_23/04/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl