



VAL44390

INTUBATIONSSET W.L. IN TASCHE*

- Komplettes Intubationsset, mit einer Tasche mit Fenster, es sind enthalten:
- 1 Warmlicht-Laryngoskop mit 3 Spateln
- 1 Magill-Zange
- 1 Pean-Klemme
- 1 Schere
- 5 ET-Tubi
- 3 Güdeltubi
- 1 Spritze
- 1 Mundkeil
- 1 Rollenpflaster
- 2 Wendl-Tubi
- 1 Intubationsstab
- Abmessungen: circa 27x12x9 (h) cm

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl