



VAL44390

INTUBATIONSSET W.L. IN TASCHE*

- Komplettes Intubationsset, mit einer Tasche mit Fenster, es sind enthalten:
 - 1 Warmlicht-Laryngoskop mit 3 Spateln
 - 1 Magill-Zange
 - 1 Pean-Klemme
 - 1 Schere
 - 5 ET-Tubi
 - 3 GÜdeltubi
 - 1 Spritze
 - 1 Mundkeil
 - 1 Rollenpflaster
 - 3 Wendl-Tubi
 - 1 Intubationsstab
- Abmessungen: ca. 27x12x9 (h) cm
- Set bestehend aus CE-gekennzeichneten Medizinprodukten

DIR/QM - Rev. 02_11/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl