



VAL44410

INTUBATIONSSET W.L. KINDER IN TASCHE

- Komplettes Intubationsset, mit einer Tasche mit Fenster, es sind enthalten:
 - 1 Griff für ein Kinder-Laryngoskop
 - 1 McIntosh-Spatel Größe 0
 - 1 Miller-Spatel Größe 1
 - 1 Miller-Spatel Größe 0
 - 1 Magill-Zange 16 cm
 - 1 Pean-Klemme
 - 4 ET-Tubi
 - 4 Guedeltubi der Größen
 - 1 Intubationsstab
 - 1 Rollenpflaster
- Abmessungen: ca. 27x12x9 (h) cm
- Set bestehend aus CE-gekennzeichneten Medizinprodukten

DIR/QM - Rev. 02_11/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl