



VBM30-04-0021

QUICK TRACH KINDER

- Steriles Set zur Durchführung einer Notkoniotomie, es ist sofort einsatzbereit, Modell Quicktrach
- Das Set besteht aus:
 - 1 Nadelspitze mit einem Innendurchmesser von 2 mm für Kinder
 - 1 Verbindungsstück nach ISO-Norm für den Beatmungsbeutel
 - 1 speziell geschliffenen Nadelspitze, welche die Gefahr einer Perforation der Trachealhinterwand mit dem klassischen Skalpell reduziert und einem "Stopper", der zu tiefes Einstechen verhindert
 - 2 seitliche Laschen zur sicheren Fixierung der Kanüle

DIR/QM - Rev. 02_11/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl