



VBM30-04-0041

## QUICK TRACH ERWACHSENE

- Steriles Set zur Durchführung einer Notkoniotomie, es ist sofort einsatzbereit, Modell Quicktrach
- Das Set besteht aus 1 Nadelspitze mit einem Innendurchmesser von 4 mm für Erwachsene und von 2 mm für Kinder
- Mit einem Verbindungsstück nach ISO-Norm für den Beatmungsbeutel
- Das Quicktrach besteht aus einer speziell geschliffenen Nadelspitze, welche die Gefahr einer Perforation der Trachealhinterwand mit dem klassischen Skalpell reduziert und einem "Stopper", der zu tiefes Einstechen verhindert
- Durch 2 seitliche Flügel kann die Nadel sicher befestigt werden
- CODE CND R0199 - CODE RDM 32329/R

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl