



VBM30-04-0041

## QUICK TRACH ERWACHSENE

- Steriles Set zur Durchführung einer Notkoniotomie, es ist sofort einsatzbereit, Modell Quicktrach
- Das Set besteht aus:
  - 1 Nadelspitze mit einem Innendurchmesser von 4 mm für Erwachsene und von 2 mm für Kinder
  - 1 Verbindungsstück nach ISO-Norm für den Beatmungsbeutel
  - 1 speziell geschliffenen Nadelspitze, welche die Gefahr einer Perforation der Trachealhinterwand mit dem klassischen Skalpell reduziert und einem "Stopper", der zu tiefes Einstechen verhindert
  - 2 seitliche Laschen zur sicheren Fixierung der Kanüle

DIR/QM – Rev. 02\_11/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl