

4 cm



5100

OROPHARYNGEALE KANÜLE 4 CM

- Steriles Einweggerät zur Aufrechterhaltung der Durchgängigkeit des Oropharyngealraumes.
- Aus Polyethylen. Latex- und Phthalatenfrei.
- Größe/Länge: 4 cm. D.l. min.: 2,5 mm
- Medizinprodukt CE

DIR/QM – Rev. 02_06/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl