



MA2023001

EINFÜHRUNGSMANDRIN 2,0 MM

- Einführungsmandrin aus flexiblem, kunststoffbeschichtetem Aluminium, zum einmaligen Gebrauch und steril.
- Abgerundete distale Spitze zur Schonung der Trachealschleimhaut.
- Nicht leitend, latex- und phthalatfrei.
- Abmessungen: D.E. 2,0 mm. Länge 272 mm. D.I. 2,5 ÷ 4,0 mm.
- CE-Medizinprodukt.

DIR/QM – Rev. 02_06/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl