



MA3034001

EINFÜHRUNGSMANDRIN 3.3 MM

- Einführungsmandrin aus flexiblem, kunststoffbeschichtetem Aluminium, zum einmaligen Gebrauch und steril.
- Abgerundete distale Spitze zur Schonung der Trachealschleimhaut.
- Nicht leitend, latex- und phthalatfrei.
- Abmessungen: D.E. 3.3 mm. Länge 346 mm. D.I. 4.5 ÷ 5.5 mm.
- CE-Medizinprodukt.

DIR/QM – Rev. 02_06/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl