



**MA5040001**

### **EINFÜHRUNGSMANDRIN 4.7 MM**

- Einführungsmandrin aus flexiblem, kunststoffbeschichtetem Aluminium, zum einmaligen Gebrauch und steril.
- Abgerundete distale Spitze zur Schonung der Trachealschleimhaut.
- Nicht leitend, latex- und phthalatfrei.
- Abmessungen: D.E. 4,7 mm. Länge 405 mm. D.I. 6,0 ÷ 10,0 mm.
- CE-Medizinprodukt.

*DIR/QM – Rev. 02\_06/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl