



**RIA53104**

### **WARMLICHT-LARYNGOSKOP MIT 3 MILLER-SPATELN 1/2/3**

- Miller-Warmlicht-Laryngoskop aus Metall
- Bestehend aus 3 geraden Miller-Klingen (1-2-3), kleiner Griff, fein verarbeitet
- Autoklavierbar
- Mit einer praktischen Schutzhülle in Zylinderform
- Im Handgriff finden 2 AA-Batterien platz, (die aber nicht enthalten sind)

*DIR/QM – Rev. 02\_11/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl