



## ETAN40C02

### TRACHEALTUBUS MIT CUFF, 4,0 MM, ORAL/NASAL

- Trachealtubus mit Cuff, oral-nasal, Einweg
- Hergestellt aus wärmeempfindlichem Polyvinylchlorid (PVC)
- Für folgende Zwecke bestimmt:
  - Überdruckbeatmung;
  - Narkoseeinleitung, wenn die Verwendung einer Gesichtsmaske nicht möglich ist;
  - Absaugen von Sekreten aus der Luftröhre und den Bronchien.
- 15M-Stecker
- Abgestuft mit Tiefenmarkierungen zur Kontrolle der Positionierung relativ zu den Stimmbändern
- Röntgendichte Linie zur eindeutigen Identifizierung unter Röntgenstrahlen
- Ausgestattet mit:
  - Atraumatische Manschette mit niedrigem Druck und großem Volumen
  - Blauer Warnballon mit Luer-Anschluss und Einwegventil
  - Murphy-Auge mit abgerundeter Kante, atraumatisch
  - Atraumatische Spitze, vorgebogen, Typ-Magill gemäß den geltenden ISO/EN-Normen.

DIR/QM – Rev. 01\_31/03/2025

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl