



ETAN60C02

TRACHEALTUBUS MIT CUFF, 6,0 MM, ORAL/NASAL

- Trachealtubus mit Cuff, oral-nasal, Einweg
- Hergestellt aus wärmeempfindlichem Polyvinylchlorid (PVC)
- Für folgende Zwecke bestimmt:
 - Überdruckbeatmung;
 - o Narkoseeinleitung, wenn die Verwendung einer Gesichtsmaske nicht möglich ist;
 - o Absaugen von Sekreten aus der Luftröhre und den Bronchien.
- 15M-Stecker
- Abgestuft mit Tiefenmarkierungen zur Kontrolle der Positionierung relativ zu den Stimmbändern
- Röntgendichte Linie zur eindeutigen Identifizierung unter Röntgenstrahlen
- Ausgestattet mit:
 - o Atraumatische Manschette mit niedrigem Druck und großem Volumen
 - o Blauer Warnballon mit Luer-Anschluss und Einwegventil
 - o Murphy-Auge mit abgerundeter Kante, atraumatisch
 - o Atraumatische Spitze, vorgebogen, Typ-Magill gemäß den geltenden ISO/EN-Normen.

DIR/QM - Rev. 01_31/03/2025

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl