



**6 mm**

**NC6013001**

### **NASENRACHENKANÜLE D.I. 6 MM**

- Vorrichtung zur Aufrechterhaltung der Durchgängigkeit der Nasenrachenhöhle
- Für die Nasenrachenintubation in der Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin.
- Aus PVC, weich, flexibel, kollapsfest
- Abgerundete Kanten, glatte, atraumatische Oberfläche
- 15M-Verbindung zum Anschluss an Beatmungssysteme
- Einzeln in steriler Verpackung geliefert
- Frei von Latex und gefährlichen Phthalaten (DEHP/DOP-frei)
- Einwegartikel
- Innendurchmesser: 6,0 mm
- Länge: 135 mm

*DIR/QM – Rev. 02\_12/03/2026*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl