



8 mm

NC8017001

NASENRACHENKANÜLE D.I. 8 MM

- Vorrichtung zur Aufrechterhaltung der Durchgängigkeit der Nasenrachenhöhle
- Für die Nasenrachenintubation in der Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin.
- Aus PVC, weich, flexibel, kollapsfest
- Abgerundete Kanten, glatte, atraumatische Oberfläche
- 15M Verbindung zum Anschluss an Beatmungssysteme
- Einzeln in steriler Verpackung geliefert
- Frei von Latex und Phthalaten (DEHP/DOP-frei)
- Einwegartikel
- Innendurchmesser: 8,0 mm
- Länge: 175 mm

DIR/QM – Rev. 02_12/03/2026

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl