



## BSU500

### AUTOKLAVIERBARE POLYPROPYLEN- BEHÄLTER

- Autoklavierbare Sekretaufangbehälter (121°C - 2bar max) aus Polypropylen für den medizinischen Gebrauch
- Komplet mit Sicherheitsventil für Überlauf
- Der Deckel ermöglicht den direkten Anschluss des Schutzfilters und des abgewinkelten Anschlusses für den patientenseitigen Saugschlauch
- Fassungsvermögen: 1000 ml

DIR/QM - Rev. 02\_12/06/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl