



## **BSU504**

## **SEKRETBEHÄLTER 500 ML**

- Sekretauffangbehälter für medizinische Absauggeräte, aus stoßfestem und autoklavierbarem Makrolon mit Silikonkautschukkappe mit Druckverschluss
- Komplett mit Sicherheitsventil für Überlauf
- Fassungsvermögen: 500 ml

DIR/QM - Rev. 02\_12/06/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl