





BSU506

OB-J SEKRETBEHÄLTER 1000 ML

- OB-J Sekretauffangbehälter aus Polypropylen für den medizinischen Gebrauch
- Bestehend aus einem Gefäß und einem Adapter, der die Verwendung der Flasche mit den LINER-Einwegbeuteln von Serres ermöglicht (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Der Behälter wird komplett mit einem L-Anschluss geliefert.
- Der Behälter ist dampfautoklavierbar bei einer maximalen Temperatur von 121°C und einem Druck von 2bar (200kPa)
- Der Behälter ist auch desinfizierbar gemäß der Krankenhauspraxis

DIR/QM - Rev. 02_12/06/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl