



**BSU506**

## **OB-J SEKRETSAMMELBEHÄLTER**

- OB-J Sekretaufangbehälter aus Polypropylen für den medizinischen Gebrauch
- Bestehend aus einem Gefäß und einem Adapter, der die Verwendung der Flasche mit den LINER-Einwegbeuteln von Serres ermöglicht (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Der Behälter wird komplett mit einem L-Anschluss geliefert.
- Der Behälter ist dampfautoklavierbar bei einer maximalen Temperatur von 121°C und einem Druck von 2bar (200kPa)
- Der Behälter ist auch desinfizierbar gemäß der Krankenhauspraxis

*DIR/QM - Rev. 02\_12/06/2023*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl