



BSU999

SCHUTZFILTER FÜR ABSAUGGERÄTE

- Einweg-Schutzfilter mit Filterträger aus PTFE und hermetisch verschließbarem Behälter aus Polypropylen.
- Maximal anwendbarer Druck 1 bar (100 kPa), Voraussetzung für medizinische Absauggeräte gemäß der ISO-Norm 10079-1.
- Das Gerät wird einzeln verkauft.

DIR/QM – Rev. 04_05/03/2026

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl