



**PAL32010**

## **BEATMUNGSBEUTEL AUS SILIKON OB FÜR KINDER**

- Beatmungsbeutel aus durchsichtigem Silikon für Kinder, autoklavierbar bei 135°C
- Patientenventil mit drehbarem Anschluss um 360°
- Einstellbares Überdrucksicherheitsventil
- Fassungsvermögen 500 mL
- EG-Zertifikat der Klasse IIa

*DIR/QM – Rev. 02\_30/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl