



SC185003

ABSAUGKATHETER CH18 ROT

- Bronchial-Absaugkatheter mit gerader Spitze, zum einmaligen Gebrauch und steril.
- Stumpfe, atraumatische Spitze mit zwei elliptischen, versetzten Seitenlöchern.
- Hergestellt aus ungiftigem, medizinischem PVC, weich und mit satinierter Oberfläche für leichtes Einführen und Entfernen.
- Phthalatfrei.
- Abmessungen:
 - Länge: 50 cm.
 - Größe: Ch 18.
 - Äußerer Durchmesser: 6.0 mm.
- Farbe: Rot.
- CE Medizinprodukt.

DIR/QM – Rev. 02_27/07/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl