





## SC185003

## **ABSAUGKATHETER CH18 ROT**

- Bronchial-Absaugkatheter mit gerader Spitze, zum einmaligen Gebrauch und steril.
- Stumpfe, atraumatische Spitze mit zwei elliptischen, versetzten Seitenlöchern.
- Hergestellt aus ungiftigem, medizinischem PVC, weich und mit satinierter Oberfläche für leichtes Einführen und Entfernen.
- Phthalatfrei.
- Abmessungen:
  - Länge: 50 cm.Größe: Ch 18.
  - o Äußerer Durchmesser: 6.0 mm.
- Farbe: Rot.
- CE Medizinprodukt.

DIR/QM - Rev. 02\_27/07/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl